


# ALINCO

## フット・バブ ライト MCR-4000

### 取扱説明書



#### ご使用前に必ずお読みください

この度は、フット・バブ ライト MCR-4000をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

- 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- 無断の複製は固く禁じます。

疲労回復

血行促進

筋肉のコリ・  
疲れをほぐす

神経痛・  
筋肉痛の緩和

洗浄・角質ケア

## 安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の注意及び警告内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。

表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。



### 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。



### 注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

#### 絵表示の意味



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従い、おこなってください。



分解をしないでください。



確認をしてください。

本書記載の注意及び警告事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の注意及び警告事項に該当すると思われる場合は本製品の組立及びご使用はせず、ただちにサービスセンターへお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

## 使用上の警告・注意事項



### 警告



- 本製品は一般家庭用・足マッサージ機です。絶対に業務用として使用しないでください。また、足マッサージ以外の目的では使用しないでください。
- 本製品は1人用です。2人以上でご使用にならないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 保護者の方は子供だけの使用や、本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物等をお近づけないでください。
- ペースメーカー・人工心肺・心電計等の医療用電子機器を使用中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。誤作動をまねく恐れがあります。
- 熱湯は使用しないでください。火傷や故障の恐れがあります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こす恐れがあります。



- 1回のご使用で連続して20分以上ご使用にならないでください。やむを得ず連続使用する場合は、スイッチを「0」に戻し、電源を切った状態で2～3分おいてから使用してください。
- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ・心臓障害や悪性腫瘍のある方
- ・妊娠中や生理中の方
- ・皮膚疾患のある方
- ・知覚障害のある方
- ・足にケガをしている方
- ・上記以外に身体に異常を感じている方

また、使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなどの異常がみられた場合はすぐにご使用をやめ、医師にご相談ください。



- 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。



### 注意



- 本製品は必ず屋内でご使用ください。
- 本製品は必ず水平な場所で使用してください。気泡が正しく出ないなど、誤作動をまねく恐れがあります。
- 日本国内で使用してください。

## 警告・注意



- ご使用の際には、必ず、振動から床面を保護する不燃性のマット等を敷いてください。床に損傷を与える恐れがあります。
- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。



- 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くでの使用・保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。
- 本製品は必ずイスに腰掛けて使用し、絶対に製品の上に立たないでください。
- 毛足の長い絨毯などの上では使用しないでください。誤作動を起こす恐れがあります。
- 本製品の材質(ポリプロピレン)を劣化させる、または気泡噴出穴が詰まる恐れのある浴剤や薬品等は使用しないでください。変形や変色、故障の原因になります。



- 本製品はお湯を中に入れて使用しますので、床や周囲が濡れる恐れがあります。電気製品や濡れてはいけない物などが周囲にないかどうか確認してください。

## 保管・お手入れについての警告・注意事項

### 警告



- 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- お手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の恐れがあります。

### 注意



- 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、ご使用ください。



- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。



## 電動機器の警告事項

— 本製品はAC100V電源を使用します —

### 警告



- ご使用後は、必ず操作ダイヤルを「0」に戻し、電源ボタンを切ってください。
- ご使用にならない時や、雷が鳴り出したときには、プラグをコンセントから抜いてください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。



- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。
- 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。故障や発火の原因になります。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、お風呂場などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 本製品の中に足を入れたままで、電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。感電・漏電の原因になります。



- コンセントからプラグを抜き差しするときには、絶対に濡れた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないで、必ずプラグをつかんでコンセントから抜いてください。また、電源コードやプラグが傷んだり、プラグの差し込みがゆるんだ状態のままでの使用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 製品を落下や冠水させて破損した場合、絶対に使用しないで当社サービスセンターにご連絡ください。



- 本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まず当社サービスセンターまでご相談ください。

- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社サービスセンター(フリーダイヤル0120-30-4515)までご相談ください。
- お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社サービスセンターまでご相談ください。
- この取扱説明書及び保証書は、10年間保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

# 各部の名称・機能説明

梱包をあけましたら組み立てを行う前に、必ず各付属品が揃っているかご確認ください。

## 操作ダイヤル

3種類のマッサージメニューを簡単操作で選択できます。

## 電源プラグ



## 保温機能

お湯の温度を冷めにくくします。

※あくまでも“お湯を冷めにくくする”もので、“お湯の温度を一定に保つ”機能ではありません。


## 気泡

細かい気泡が指の間や足の裏へすみずみ届いて疲れや汚れを落とします。

※本機を水平にしないと均一に気泡が出ません。

## マッサージローラー

足を前後に動かせばローラーがゴロゴロ。土踏まずにも心地よい刺激で疲れもスッキリ。



## ▲ 注意

操作ダイヤルや回転アタッチメント上には、水をかけないでください。故障の原因になります。

## 上部カバー

## 振動マッサージ

血行を促進させる振動はマッサージ効果が高く冷え性の方にも最適です。

## 回転アタッチメント

上は回転。下は固定。マッサージはもちろん面倒な足のお手入れも簡単にできます。

## 排水口

## 水位目安線


## ▲ 注意

この線以上には絶対に水を入れないでください。

## ▲ 注意

排水口以外から水・お湯を捨てないでください。操作ダイヤルや回転アタッチメント上などから本機内部に水が入ると故障の原因になります。また、水を捨てる時は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

## ■ 操作ダイヤルについて




## ▲ 注意

本製品は自動タイマーを内蔵しています。3種類の機能は、お使いになられても20分後に自動停止します。

1回のご使用で連続して20分以上ご使用にならないでください。やむを得ず連続使用の場合は、スイッチを「0」に戻し、電源を切った状態で2～3分おいてから使用してください。また、使用中、他の機能に切り替えた場合、タイマーがリセットされてしまいます。使用中のダイヤル切替はお止めください。


## ■ 回転アタッチメントについて

カバー上部側は、足をあてるとアタッチメントが回転します。マッサージや足の裏のケアも簡単にできます。




### マッサージボール

表面のボールが心地よい刺激を与えます。



### 角質取り

かかとなどの角質を簡単に取り除きます。



### 洗浄ブラシ

土踏まずや指の間などの汚れを取り除きます。



## ご使用方法

■ ご使用の前に、必ず次の項目の確認をしてください。

1. ご使用の際には、必ず振動から床面を保護する不燃性のマット等を敷きます。
2. イスと足拭き用のタオルを用意します。
3. 本製品をイスの前に置き、実際に腰掛けた状態で位置を決めます。
4. 操作ダイヤルが「0」の位置にきているのを確認してから電源プラグをコンセントに差し込みます。
5. 水または適温のお湯を本製品内側の「水位目安線」まで注ぎ入れます。



※お湯を注ぐ際には内側浴槽以外、特に操作ダイヤルや回転アタッチメント上にかからないよう、ご注意ください。

※入浴の際に適温といわれている42度前後のお湯を入れてください。

本製品の「保温機能」はあくまでも“お湯を冷めにくくする”もので、“お湯の温度を一定に保つ”機能ではありません。

### ■ ご使用方法

1. 操作ダイヤルでお好みの機能を選択します。
2. 中に入れた足を前後に動かすと、マッサージローラーが回転します。  
また、セットしたアタッチメントでお好みの足ケアができます。
3. 停止後または終了する時は、必ず操作ダイヤルを「0」の位置に戻してください。
4. 使用した水またはお湯を捨てる時は、他の部分が濡れないように注意し、排水口からゆっくりと捨ててください。

※1回のご使用で連続して20分以上ご使用にならないでください。（内蔵タイマーで20分後に自動停止します。）

※マッサージローラーをお使いの際、激しく足を動かされますと、水またはお湯が外にこぼれる恐れがあります。

水面の状態を見ながらゆっくりとおこなってください。

またこの時、足に力を入れ過ぎないでください。本体に負担がかかり、故障の恐れがあります。

※お風呂場などの湯気・湿気の多い場所でのご使用はお止めください。

## お手入れ方法

●ご使用後は水またはお湯を捨てた状態で、操作ダイヤルで「保温+気泡マッサージ」を選び、空気を出して中に残った水を完全に出してください。その後、水気を拭き取り、しばらくおいて良く乾かしてください。

●浴剤等を使用した場合は、一度きれいな水に入れ替え、操作ダイヤルで「保温+気泡マッサージ」を選び、数分作動させその後、通常通り水を完全に出し、水気を拭き取り、良く乾かしてください。

（気泡の穴が詰まる恐れがある浴剤の使用はお止めください。使用可能な浴剤でも入れすぎにご注意ください。）

●上部カバーや回転アタッチメント、マッサージローラーは取り外し可能です。  
本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。


また、汚れ等が落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。

この時、本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。

（シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはお止めください。）

シミや変形の原因になります。）

マッサージローラー



●本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように洗浄していただき、湿気の少ないところに整理・保管してください。

●地球環境保護のため、廃棄する場合はそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。